



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 27 февраля 2017 года № РЗН 2017/5440

На медицинское изделие

Аппарат физиотерапевтический Biomag Lumina для магнитотерапии, с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Карел Грнчирж - БИОМАГ", Чешская Республика,

Karel Hrnčíř - BIOMAG, Chomutice 81, 507 53 Chomutice, Czech Republic

Производитель

"Карел Грнчирж - БИОМАГ", Чешская Республика,

Karel Hrnčíř - BIOMAG, Chomutice 81, 507 53 Chomutice, Czech Republic

Место производства медицинского изделия

Karel Hrnčíř - BIOMAG, Chomutice 81, 507 53 Chomutice, Czech Republic

Номер регистрационного досье № РД-11948/36644 от 27.06.2016

Вид медицинского изделия 285040

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4490

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 27 февраля 2017 года № 148
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0025963

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2017 года № РЗН 2017/5440

Лист 1

На медицинское изделие

Аппарат физиотерапевтический Biomag Lumina для магнитотерапии, с принадлежностями:

Состав:

1. Аппарат Biomag Lumina.
2. Кабель сетевого питания, длина 1,8 м.
3. Магнит тестовый, длина 56 мм, ширина 32 мм, высота 18 мм.
4. Аппликатор интенсивный локальный, ширина 160 мм, диаметр 210 мм, высота 28 мм.
5. Руководство по эксплуатации.
6. Соленоид гибкий, диаметр 190 мм, гл. 310 мм. (поставляется по требованию).
7. Соленоид овальный, диаметр 290 мм, гл. 80 мм. (поставляется по требованию).
8. Соленоид с плоским дном, диаметр 300 мм, гл. 170 мм. (поставляется по требованию).
9. Соленоид с плоским дном, диаметр 450 мм, гл. 120 мм. (поставляется по требованию).
10. Соленоид с плоским дном, диаметр 500 мм, гл. 340 мм. (поставляется по требованию).
11. Соленоид с плоским дном, диаметр 600 мм, гл. 340 мм. (поставляется по требованию).
12. Соленоид для передвижной кровати, диаметр 700 мм, гл. 300 мм. (поставляется по требованию).
13. Соленоид с полем 3D для ротационной аппликации, диаметр 200 мм, гл. 140 мм. (поставляется по требованию).
14. Соленоид с полем 3D для ротационной аппликации диаметр 300 мм, гл. 340 мм. (поставляется по требованию).
15. Аппликатор локальный, комбинированный с поляризованным светом, ширина 130 мм, диаметр 165 мм, высота 24 мм. (поставляется по требованию).
16. Аппликатор одночастный, ширина 430 мм, диаметр 430 мм, высота 28 мм. (поставляется по требованию).
17. Аппликатор одночастный, ширина 450 мм, диаметр 510 мм, высота 28 мм. (поставляется по требованию).
18. Аппликатор двухчастный с возможностью фиксации шириной 640 мм, диаметр 580 мм, высота 15 мм. (поставляется по требованию).
19. Аппликатор двухчастный, ширина 430 мм, диаметр 430 мм. (поставляется по требованию).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0030109

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 февраля 2017 года № РЗН 2017/5440

Лист 2

20. Аппликатор двухчастный, ширина 430 мм, диаметр 790 мм, высота 28 мм.
(поставляется по требованию).
21. Аппликатор трехчастный, ширина 380 мм, диаметр 800 мм, высота 34 мм.
(поставляется по требованию).
22. Аппликатор двухчастный с попеременным включением частей ширина 460 мм, диаметр 950 мм, высота 34 мм. (поставляется по требованию).
23. Аппликатор трехчастный с импульсами 3D, без отверстия ширина 430 мм, диаметр 1 150 мм, высота 28 мм. (поставляется по требованию).
24. Аппликатор трехчастный, ширина 460 мм, диаметр 1 350 мм, высота 28 мм.
(поставляется по требованию).
25. Аппликатор шестичастный с попеременным включением левой и правой частей и с возможностью фиксации ширина 920 мм, диаметр 1 350 мм, высота 15 мм.
(поставляется по требованию).
26. Аппликатор трехчастный ширина 720 мм, диаметр 1 800 мм, высота 15 мм.
(поставляется по требованию).
27. Аппликатор трехчастный ширина 720 мм, диаметр 1 800 мм, высота 9 мм.
(поставляется по требованию).
28. Аппликатор трехчастный с последовательным включением частей ширина 720 мм, диаметр 1 800 мм, высота 25 мм. (поставляется по требованию).
29. Аппликатор шестичастный с попеременным включением левой и правой частей ширина 1 450 мм, диаметр 1 800 мм, высота 15 мм. (поставляется по требованию).
30. Аппликатор шестичастный с попеременным включением левой и правой частей ширина 1 350 мм, диаметр 1 800 мм, высота 9 мм. (поставляется по требованию).
31. Аппликатор формованный для нижних конечностей с возможностью термовкладыша ширина 300 мм, диаметр 330 мм, высота 230 мм. (поставляется по требованию).

Принадлежности:

1. Кушетка для крепления аппликатора-соленоида (не более 5 шт.), длина 192 см, ширина 60 см, высота 65 см.
2. Аккумулятор LIP745690P/2S.
3. Рама для аппликаторов, длина 80 см, ширина 30 см, высота 40 см.
4. Чехол фиксирующий основной, длина 116 см, ширина 29 см, высота 3 см.
5. Чехол фиксирующий удлиненный, длина 80 см, ширина 30 см, высота 7 см.
6. Карман фиксационный, длина 16 см, ширина 13 см, высота 1 см.
7. Ремень фиксирующий устройства, длина 60 см, ширина 4 см, высота 1 см.
8. Ремень фиксирующий комбинированный устройства, длина 130 см, ширина 19,5 см.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0030110

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 февраля 2017 года № РЗН 2017/5440

Лист 3

0,5 см.

9. Пояс соединительный с двумя застежками «молниями», длина 23 см, ширина 5 см, высота 1 см.

10. Дуга зажимная, диаметр 15 см.

11. Дуга зажимная, диаметр 20 см.

12. Дуга зажимная, диаметр 25 см.

13. Сумка для переноски аппарата и аппликаторов (не более 2 шт), длина 45 см, ширина 42 см, высота 14 см.

14. Сумка для переноски аппарата и аппликаторов (не более 2 шт), длина 45 см, ширина 45 см, высота 19 см.

15. Сумка для переноски аппарата и аппликаторов (не более 2 шт), длина 46 см, ширина 28 см, высота 19 см.

16. Сумка для переноски аппарата и аппликаторов (не более 2 шт), длина 48 см, ширина 49 см, высота 20 см.

17. Сумка для переноски аппарата и аппликаторов (не более 2 шт), длина 49 см, ширина 31 см, высота 21 см.

18. Сумка для переноски аппарата и аппликаторов (не более 2 шт), длина 48 см, ширина 49 см, высота 15 см.

19. Сумка для переноски аппарата и аппликаторов (не более 2 шт), длина 67 см, ширина 30 см, высота 14 см.

20. Сумка для переноски аппарата и аппликаторов (не более 2 шт), длина 76 см, ширина 60 см, высота 17 см.

21. Сумка для переноски аппарата и аппликаторов (не более 2 шт), длина 42 см, ширина 28 см, высота 14 см.

22. Сумка для переноски аппарата и аппликаторов (не более 2 шт), длина 42 см, ширина 28 см, высота 21 см.

23. Сумка для переноски аппарата и аппликаторов (не более 2 шт), длина 56 см, ширина 55 см, высота 36 см.

24. Сумка для переноски аппарата и аппликаторов (не более 2 шт), длина 64 см, ширина 64 см, высота 35 см.

25. Подставка роликовая, длина 87 см, ширина 70 см, высота 44 см.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0029893